


MILLION POSTERIOR 33° / DIENTES POSTERIORES 33° MILLION



FLAT AC POSTERIOR 0° / DIENTES POSTERIORES 0° FLAT AC



SHADES A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4
 16 different Vita shades are available. Vita is trademark of Vita Zahnfabrik GmbH.
GUIA DE COLORES Existen 16 colores diferentes de la guía Vita disponibles. La guía de colores Vita es la marca comercial producida por Vita Zahnfabrik GmbH.

COMBINATION TABLE / TABLA DE COMBINACIONES

ANTERIOR ANTERIORES	POSTERIOR POSTERIORES				
	NEW ACE	NAPERCE	EFUCERA AC	MILLION	FLAT AC
T1 L2	M30	28	29	—	
T2 L2	M30	30	29	30	
T3 L6	M32	30	31	30	
T4 L4	M30	30	30	30	
T5 L7	M32	32	31	32	
T6 L7	M32(M34)	34	32	34	
TL4 L6	M33(M34)	34	31	34	
TL5 L8	M33(M34)	34	32	34	
TL6 L9(L8)	M33(M34)	34	32	34	
TL7 L11	M34	34	—	34	
S2 S3L	M30	28	29	—	
S3 S4L	M30	30	29	30	
S4 L4	M32	32	30	32	
S5 L6	M32	34	30	34	
S6 L7	M32(M34)	34	31	34	
S7 L10	M34(M36)	34	—	34	
S8 L11	M36	36	—	—	
SS2 S3L	M28	28	29	—	
SS3 S4L	M30	30	29	30	
O2 S3L	M28	28	29	—	
O3 L3	M30	30	30	30	
O4 S4L	M32	32	31	32	
O5 L6	M32(M34)	34	32	34	

ENGLISH / The complete adaptation of manufacturing process to new technologies allows us to introduce our artificial teeth with excellent characteristics into the world dental market.

YAMAHACHI offers a wide range of models, giving the opportunity to choose an assortment of colors whichever colors you need. Our artificial teeth comply with the international quality standard ISO 22112/2005.

NEW ACE ANTERIOR, NAPERCE POSTERIOR, EFUCERA AC POSTERIOR, MILLION POSTERIOR and **FLAT AC** are marked by high wear resistant cross linked to structures.

That is no reason why their excellent occlusion does not keep a long time.

ESPAÑOL / La completa adaptación del proceso de manufacturación a una nueva tecnología, nos ha permitido el poder presentar nuestros nuevos dientes artificiales, que cuentan con excelentes características, dentro del mercado mundial de productos odontológicos.

YAMAHACHI ofrece una amplia gama de modelos brindándole la oportunidad de poder escoger entre una gran variedad de colores, sea cual fuere el color que Usted necesite.

Nuestros dientes artificiales se ajustan a las Normas Internacionales de Calidad ISO 22112/2005.

Los dientes anteriores **NEW ACE**, posteriores **NAPERCE, EFUCERA AC, MILLION** y **FLAT AC** son producidos por medio de la adición de propiedades de alta resistencia al desgaste a su estructura química original.

Distributor
Distribuidor

Australian Distributor

Bourke Dental Supply
 29 Patterson Rd, Bentleigh, VIC 3204
 Phone: (03) 9563 9466
 Email: bourkedental@bigpond.com



YAMAHACHI DENTAL MFG. CO.
 54-1, OCHIGARA, NISHIURA-CHO, GAMAGORI, AICHI-PREF., 443-0105, JAPAN
 TEL : 81-533-57-7121 FAX : 81-533-57-1764
 Website www.yamahachi-dental.co.jp/
 E-mail box@yamahachi-dental.co.jp

Mould Chart

ACRYLIC RESIN TEETH
 NEW ACE ANTERIOR
 NAPERCE POSTERIOR
 EFUCERA AC POSTERIOR
 MILLION POSTERIOR
 FLAT AC POSTERIOR

Tabla de Moldes

DIENTES ACRILICOS DE RESINA
 DIENTES ANTERIORES NEW ACE
 DIENTES POSTERIORES NAPERCE
 DIENTES POSTERIORES EFUCERA AC
 DIENTES POSTERIORES MILLION
 DIENTES POSTERIORES FLAT AC

